



การเก็บของเหลวในร่างกาย

สิ่งตัวอย่าง	วิธีเก็บ-การนำส่ง
cerebrospinal fluid: CSF	1. แพทย์เป็นผู้เก็บโดยใช้วิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) 2. ใส่ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท ปริมาณที่เก็บ 1-3 ml 3. สำหรับส่งตรวจ Cell Count, Cell Differential ให้เจาะใส่ EDTA Tube 2-3 ml 4. ควรนำส่งห้องปฏิบัติการทันที หรือส่งถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด ไม่ต้องแช่ น้ำแข็ง 5. ถ้าไม่สามารถส่งทันที ให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง ห้ามแช่เย็น
น้ำเจาะจากช่องปอด ช่องท้อง และช่องหัวใจ (Pleural fluid, Peritoneal fluid, Pericardial fluid)	1. แพทย์เป็นผู้เก็บโดยใช้วิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) 2. ใส่ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท ปริมาณที่เก็บ 1-3 ml 3. สำหรับส่งตรวจ Cell Count, Cell Differential ให้เจาะใส่ EDTA Tube 2-3 ml 4. ควรนำส่งห้องปฏิบัติการทันที
น้ำเจาะจากข้อต่างๆ (Synovial fluid)	1. แพทย์เป็นผู้เก็บโดยใช้วิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) 2. ใส่ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท ปริมาณที่เก็บ 1-3 ml 3. เพื่อตรวจดูผลึก (Crystal) ใช้ปริมาณ 1-2 ml 4. ควรนำส่งห้องปฏิบัติการทันที
Bronchoalveolar lavage	1. แพทย์เป็นผู้เก็บโดยใช้วิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) 2. ใส่ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท ปริมาณที่เก็บ 3-5 ml 3. ควรนำส่งห้องปฏิบัติการทันที
Peritoneal dialyzed fluid	1. แพทย์เป็นผู้เก็บโดยใช้วิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) 2. ใส่ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท ปริมาณที่เก็บ 1-3 ml 3. ควรนำส่งห้องปฏิบัติการทันที

