



Albumin in urine 24 hr.

TMLT CODE 320102

LOINC_NUM 21059-1

CGD_CODE 32403

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Urine 24 hr.

Specimen – Container

ใช้ toluene 1 ml ต่อภาชนะบรรจุ ปริมาตร 1000 ml

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Colorimetric Method (Bromocresol Green)

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น g/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(time limit for requesting additional test)

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. ระบุปริมาตร Urine ที่เก็บทั้งหมด
2. เก็บตัวอย่างตรวจในภาชนะปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน และการระเหย

