



Albumin in body fluid

TMLT CODE 320104

LOINC_NUM 1747-5

CGD_CODE 32403

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Body fluid

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Colorimetric Method (Bromocresol Green)

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น g/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

เก็บตัวอย่างตรวจในภาชนะปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน และการระเหย

