



Albumin

TMLT CODE 320100

LOINC_NUM 1751-7

CGD_CODE 32403

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Lithium Heparin tube (ฝาสีเขียว)

ปริมาตร 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Colorimetric Method (Bromocresol Green)

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

3.5 - 5.2 g/dL

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น g/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เจาะเลือด Venous whole blood จากหลอดเลือดดำ
2. ปั่นแยก Serum หรือPlasmaออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดง ภายใน 4 ชั่วโมง

