



Amylase in Urine

TMLT CODE 320112

LOINC_NUM 1799-6

CGD_CODE 34114

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Urine Cup (ฟาสีเหลือง)

Midstream urine 5 mL (ไม่ต้องใช้สาร Preservative)

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Enzymatic / Colorimetric

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

Urine 32 - 641 U/L

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น U/L)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

- ควรเก็บตัวอย่างตรวจในภาชนะปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและการระเหย
- ขณะเก็บตัวอย่าง Urine ควรเก็บไว้ในช่องเย็นตลอดเวลา ของการเก็บจนทำการตรวจ วิเคราะห์

