



Amylase

TMLT CODE 320111

LOINC_NUM 1798-8

CGD_CODE 32303

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Lithium Heparin tube (ฟาสีเขียว)

ปริมาตร 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Enzymatic / Colorimetric

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

25 - 125 U/L

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น U/L)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เจาะเลือด Venous whole blood จากหลอดเลือดดำ
2. ปั่น (Centrifuge) แยกซีรัมออกจากหลอดเก็บตัวอย่าง ภายใน 4 ชั่วโมง
3. ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม
 - 3.1. สิ่งตัวอย่างที่ถูกทำให้สั่นฤทธิ์ด้วยความร้อน (heat-inactivated)
 - 3.2. สิ่งตัวอย่างที่มีเม็ดเลือดแดงแตกเป็นสีเข้มมาก
 - 3.3. สิ่งตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และมีการเติบโตของเชื้อรา

