



BUN in PDF (Urea nitrogen in Dialysis fluid)

TMLT CODE 310021

LOINC_NUM 5918-8

CGD_CODE 31014

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

PDF (Peritoneal dialysis fluid) ที่ 24 ชั่วโมง
ในภาชนะปราศจากเชื้อ

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Enzymatic (Urease)
โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

ห้ามใช้ Sodium Fluoride tube เก็บสิ่งตัวอย่าง
(fluoride จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Urease)

