



Bilirubin in Body fluid

TMLT CODE 320051

LOINC_NUM 1974-5

CGD_CODE 32208

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Body Fluid

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Diazonium Salt

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งตัวอย่าง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. ควรป้องกันสิ่งตัวอย่างจากแสง เนื่องจาก Billirubin.total สามารถสลายตัวเมื่อได้รับแสง
2. สิ่งตัวอย่างที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง Billirubin.total สามารถสลายตัวได้สูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งตัวอย่างที่เก็บจาก capillary tubes
3. สิ่งตัวอย่างที่สัมผัสกับแสง ภายในห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง ทำให้ Billirubin.total สลายตัวอย่างมีนัยสำคัญ

