



Calcium in Urine

TMLT CODE 320004

LOINC_NUM 17862-4

CGD_CODE 34006

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Urine Cup (ฟาสีเหลือง)

Midstream urine 5 mL (ไม่ต้องใช้สาร Preservative)

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Colorimetric method (Arsenazo III Dye)

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. ตัวอย่างที่ห้ามใช้ คือUrine ที่ใช้สาร Boric acid with sodium formate หรือ 10% thymol เป็นสาร preservative
2. เก็บตัวอย่างตรวจในภาชนะปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน และการระเหย

