



Creatinine in PDF (Peritoneal dialysis fluid)

TMLT CODE 320391

LOINC_NUM 49004-5

CGD_CODE 32202

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

PDF (Peritoneal dialysis fluid) ในภาชนะปราศจากเชื้อ
จำนวน 4 ตัวอย่าง โดยเก็บ ชั่วโมงที่ 0, ชั่วโมงที่ 2, ชั่วโมงที่ 4
และชั่วโมงที่ 24

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Enzymatic Procedure

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. ระยะเวลาที่เก็บซั้งที่ส่งตัวอย่าง

