



Creatinine

TMLT CODE 320055

LOINC_NUM 2160-0

CGD_CODE 32202

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Lithium Heparin tube (ฝาสีเขียว)

ปริมาตร 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Enzymatic Procedure

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

ชาย 0.73 – 1.18 mg/dL

หญิง 0.55 – 1.02 mg/dL

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข มีหน่วยเป็น mg/dL

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งตัวอย่าง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เจาะเลือด Venous whole blood จากหลอดเลือดดำ
2. บั่น (Centrifuge) แยกซีรัมออกจากหลอดเก็บตัวอย่าง ภายใน 4 ชั่วโมงหลังการเก็บ

