



Globulin

TMLT CODE 320295

LOINC_NUM 10834-0

CGD_CODE

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Lithium Heparin tube (ฝาสีเขียว)

ปริมาณ 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Globulin in Serum by calculation = Total Protein - Albumin

ค่าอ้างอิง

Reference

ค่าปกติคือ 2.4 - 3.9 g/dL

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น g/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

คำนวณค่า Globulin จากรายการส่งตรวจ

Total Protein

Albumin

