



## LDH in Body Fluid (Lactate dehydrogenase)

TMLT CODE 320382

LOINC\_NUM 60017-1

CGD\_CODE 32306

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Body Fluid ในภาชนะปราศจากเชื้อ

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน ( ตลอด 24 ชั่วโมง )

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Oxidation of Lactate to pyruvate

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น U/L)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. LDH isoenzyme ต่างๆ มีความคงสภาพที่แตกต่างกันเมื่ออยู่ในอุณหภูมิ  
ต่างๆ LDH-4 และ LDH-5 มีความไวมากที่สุดต่อการแช่เย็นหรือแช่แข็ง
2. ควรหลีกเลี่ยงการทำแช่แข็ง/ทำละลายหลายรอบ

