



Lactate (CSF)

TMLT CODE 320069

LOINC_NUM 2520-5

CGD_CODE 32008

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

CSF ในภาชนะปราศจากเชื้อ
ปริมาตร > 1 ml

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Lactic Acid to Pyruvate
โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mmol/L)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เก็บตัวอย่างตรวจในภาชนะปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน และการ
ระเหย

