



Lactate

TMLT CODE 320068

LOINC_NUM 2524-7

CGD_CODE 32008

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Sodium Fluoride tube (NaF) (ฟาสีเทา)

ปริมาตร 1-2 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Lactic Acid to Pyruvate

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

0.50 – 2.20 mmol/L

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mmol/L)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. นำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 1-4 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด
2. ผู้ป่วยไม่ควรกำมือและแบมือก่อนหรือระหว่างการเจาะเลือด วิธีที่ดีที่สุดคือไม่ควรใช้สายรัดห้ามเลือด ถ้าใช้สายรัดห้ามเลือด แล้วไม่สามารถเจาะเลือดได้ ให้ถอดสายรัดออก และรอ 2 นาที ก่อนจะเจาะเลือดอีกครั้ง
3. ปั่นส่งตรวจหลังจากที่เก็บโดยเร็วที่สุด และควรแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดงทันที

