



Microalbumin in Urine

TMLT CODE 320268

LOINC_NUM 14957-5

CGD_CODE 34116

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Urine Cup (ฟาสีเหลือง)

Midstream urine 5 mL (ไม่ต้องใช้สาร Preservative)

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Turbidimetric/Immunturbidimetric

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

ค่าปกติ Urine 0 - 2.9 mg/dL

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

- เก็บตัวอย่างตรวจในภาชนะปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน และการระเหย
- ไม่ควรเติมกรดเพื่อรักษาส่งตรวจ (Acidified specimens)
- ควรปั่นสิ่งส่งตรวจก่อนทำการวิเคราะห์

