



SI (Serum Iron)

TMLT CODE 320445

LOINC_NUM 14798-3

CGD_CODE 30304

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Lithium Heparin tube (ฟาสีเขียว)

ปริมาตร 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Ferene

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

Serum (Male) 11.6 – 31.3 umol/L

Serum (Female) 9 – 30.4 umol/L

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น umol/L)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เจาะเลือด Venous whole blood จากหลอดเลือดดำ
2. ปั่น (Centrifuge) แยกซีรัมออกจากหลอดเก็บตัวอย่าง ภายใน 4 ชั่วโมงหลังการเก็บ
3. ตัวอย่างที่ห้ามใช้ คือ Hemolyzed specimens

