



Sodium (Na)

TMLT CODE 320032

LOINC_NUM 2951-2

CGD_CODE 32102

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Lithium Heparin tube (ฝาสีเขียว)

ปริมาณ 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Ion-selective electrode diluted (Indirect)

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

136 - 145 mmol/L

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mmol/L)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เจาะเลือด Venous whole blood จากหลอดเลือดดำ
2. ห้ามเก็บส่งตรวจในผู้ป่วยที่ให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ
3. การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่ยัง clot ไม่สมบูรณ์ อาจมีไฟบรินซึ่งจะมีผลรบกวนการทำปฏิกิริยาได้
4. ตัวอย่างที่เป็น Serum หรือ Plasma ควรปั่นแยก ออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดง ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

