



Sugar in CSF (Glucose)

TMLT CODE 320065

LOINC_NUM 2342-4

CGD_CODE 32203

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Cerebrospinal fluid (CSF) ในภาชนะปราศจากเชื้อ

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Enzymatic (Hexokinase/G-6-PDH) โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์
อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

40 – 70 mg/dL

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

ปฏิกิริยา glycolysis ในหลอดทดลอง จะทำให้ glucose มีค่าลดลง 5-7%
ต่อชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง

