



Total Bilirubin

TMLT CODE 320050

LOINC_NUM 1975-2

CGD_CODE 32208

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Lithium Heparin tube (ฟาสีเขียว)

ปริมาตร 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Diazonium Salt

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

0.3 - 1.2 mg/dL

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เจาะเลือด Venous whole blood จากหลอดเลือดดำ
2. ในตัวอย่างที่เป็น Serum หรือ Plasma ควรปั่นแยกออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดง ภายในเวลา 4 ชั่วโมง
3. สิ่งส่งตรวจที่สัมผัสกับแสง ภายในห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง จะทำให้ Billirubin total.สลายตัวอย่างมีนัยสำคัญ

