



Total Protein

TMLT CODE 320158

LOINC_NUM 2885-2

CGD_CODE 34301

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Lithium Heparin tube (ฝาสีเขียว)

ปริมาตร 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Biuret

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

ค่าปกติคือ 6.4 - 8.3 g/dL

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น g/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เจาะเลือด Venous whole blood จากหลอดเลือดดำ
2. สิ่งส่งตรวจที่ ผ่าน heat-inactivated มีผลต่อการทดสอบ
3. สิ่งตัวอย่างที่ hemolysis มีผลต่อการทดสอบ
4. สิ่งส่งตรวจที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อย่างชัดเจน หรือ มีการเติบโตของเชื้อรา มีผลต่อการทดสอบ

