



Triglyceride in Body fluid

TMLT CODE 320286

LOINC_NUM 12228-3

CGD_CODE 32502

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Body fluid ในภาชนะปลอดเชื้อ

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Glycerol Phosphate Oxidase

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

-

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องไม่ปนเปื้อนสบู่และกลีเซอรอล

-ห้ามใช้ฝาปิดชนิด glycerol-lubricated

