



Triglyceride

TMLT CODE 320072

LOINC_NUM 2571-8

CGD_CODE 32502

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ให้ผู้ป่วยอดอาหารข้ามคืนอย่างน้อย 10 ชม.(ดื่มน้ำเปล่าได้)

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Lithium Heparin tube (ฝาสีเขียว)

ปริมาตร 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Glycerol Phosphate Oxidase

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

<150 mg/dL

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เจาะเลือด Venous whole blood จากหลอดเลือดดำ
2. ในตัวอย่างที่เป็น Serum หรือ Plasma ควรปั่นแยก ออกจากเซลล์ เม็ดเลือดแดง ภายในเวลา 4 ชั่วโมง
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องไม่ปนเปื้อนสบู่ และ กลีเซอรอล
4. ห้ามใช้ฝาปิดชนิด glycerol-lubricated 2 National Cholesterol Education Program (NCEP) แนะนำให้ใช้สิ่งส่งตรวจแบบงดอาหาร

