



d-LDL (Cholesterol in LDL by Direct assay)

TMLT CODE 320073

LOINC_NUM 18262-6

CGD_CODE 32504

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ให้ผู้ป่วยอดอาหารข้ามคืนอย่างน้อย 10 ชม.(ดื่มน้ำเปล่าได้)

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Lithium Heparin tube (ฝาสีเขียว)

ปริมาตร 3-4 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ใช้หลักการ Selective resolution of LDL-Particles under dye formation

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity c

ค่าอ้างอิง

Reference

100-129 mg/dL

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งตัวอย่าง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. เจาะเลือด Venous whole blood จากหลอดเลือดดำ
2. ปั่นแยกสิ่งตัวอย่าง ภายใน 4 ชั่วโมงหลังการเก็บ
3. ไม่ควรให้สิ่งตัวอย่างผ่านการแช่แข็ง/ทำละลายเกินกว่า 1 รอบ

