



Cannabinoids

TMLT CODE 330156

LOINC_NUM 18282-4

CGD_CODE 33705

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ควรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมด้วย เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนปัสสาวะ, การปลอมปนตัวปัสสาวะ หรือการเจือจางปัสสาวะ

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Urine Cup (กระปุกใส่ฝาสีเหลือง)

ปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ปริมาตร 10-20 ml.

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีต้องการผลด่วน

เวลาราชการ โทรแจ้ง 1124

นอกเวลาราชการ โทรแจ้ง 1135

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

chromatographic immunoassay

ค่าอ้างอิง

Reference

Negative (cut off < 50 mIU/mL)

หน่วย

Unit

ไม่มี

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. ความเข้มข้นของปริมาณยาและสาร metabolite ที่ตรวจพบในปัสสาวะไม่มีความสัมพันธ์กับระดับยาในกระแสเลือด
2. การตรวจพบยาหรือสาร metabolite บ่งชี้ว่ามีการใช้

