



Opiates /Morphine

TMLT CODE 330258

LOINC_NUM 70151-6

CGD_CODE

การเตรียมผู้ป่วย
Patient Preparation

ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ควรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมด้วย เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนปัสสาวะ, การปลอมปนตัวอย่างปัสสาวะ หรือการเจือจางปัสสาวะ

ตัวอย่างส่งตรวจ
Specimen - Container

Urine Cup (กระปุกใส่ฝาสีเหลือง)
ปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ปริมาตร 10-20 ml.

วันทำการ
Testing Schedule

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
กรณีต้องการผลด่วน
เวลาราชการ โทรแจ้ง 1124
นอกเวลาราชการ โทรแจ้ง 1135

ประกันเวลา
Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ
Methodology-Principle

chromatographic immunoassay

ค่าอ้างอิง
Reference

Negative (cut off < 300 mIU/mL)

หน่วย
Unit

ไม่มี

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
(Time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม
Comment

1. ความเข้มข้นของปริมาณยาและสาร metabolite ที่ตรวจพบในปัสสาวะไม่มีความสัมพันธ์กับระดับยาในกระแสเลือด
2. การตรวจพบยาหรือสาร metabolite บ่งชี้ว่ามีการใช้ยา

