



## Serum Osmolality

TMLT CODE 320020

LOINC\_NUM 2692-2

CGD\_CODE 32101

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ไม่มี

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Serum Clot Activator tube (ฟ้าสีแดง)

ปริมาตร 3-5 mL

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน - เวลา ราชการ

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Freezing point depression

ค่าอ้างอิง

Reference

275 - 295 mOsmol/kg

หน่วย

Unit

mOsmol/kg

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

ไม่มี

