



Urine Albumin (Protein in Urine by Test strip)

TMLT CODE 310042

LOINC_NUM 20454-5

CGD_CODE

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	เก็บด้วยวิธี (clean catch midstream urine) ให้ผู้ป่วยทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แล้วถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้ง เก็บเฉพาะปัสสาวะช่วงกลางลง ในภาชนะ ส่วนปัสสาวะในช่วงสุดท้ายทิ้งไป
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Urine Cup (กระปุกใส่ฝาสีเหลือง) ปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ปริมาตร 10-20 mL.
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันเวลา Turn Around Time	60 นาที
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	ใช้แถบทดสอบ (reagent strip) อาศัยหลักการของปฏิกิริยาของสารที่ต้องการตรวจหากับสารที่เคลือบไว้บนแถบทดสอบและมี indicator เป็นตัวช่วยแสดงให้เห็นผลของปฏิกิริยาโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของสี
ค่าอ้างอิง Reference	Negative (< 10 mg/100 mL)
หน่วย Unit	ไม่มี
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (time limit for requesting additional test)	-
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	ปัสสาวะที่มีความเป็นด่างสูง (pH>9) มีผลต่อการทดสอบ ทำให้เกิด <u>False positive</u> ในการตรวจ albumin ได้

