



Cell count and diff (Cell count and Differential panel)

TMLT CODE 300033

LOINC_NUM 34557-9

CGD_CODE 31301

| | |
|--|--|
| การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation | ไม่มี |
| ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container | CSF, Body fluid ปริมาตร 1-2 ml. ภาชนะปราศจากเชื้อ |
| วันทำการ Testing Schedule | ทุกวัน (24 ชั่วโมง) |
| ประกันเวลา Turn Around Time | 60 นาที |
| วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle | หลักการ <ul style="list-style-type: none"> - Electrical impedance ในการตรวจนับเม็ดเลือด - Chemical dye, Laser scatter, SF Cube ในการแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Mindray รุ่น CAL-8000 |
| ค่าอ้างอิง Reference | < 10 cell/ul |
| หน่วย Unit | Cell count (WBC, RBC): รายงานหน่วย cell/ul Differential count (WBC): รายงานหน่วย % |
| ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test) | ไม่มี |
| คำแนะนำเพิ่มเติม Comment | <ol style="list-style-type: none"> 1. ห้องปฏิบัติการจะทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่มีลิ่มเลือด (clot) 2. WBC Count < 10 cell/ul จะไม่ทำ Differential count (การแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว) |

