

## DCIP (Hemoglobin E in Blood by DCIP)

TMLT CODE 300058

LOINC\_NUM

CGD\_CODE

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	EDTA K3 Tube (หลอดสีม่วง) ปริมาตร 2-3 ml.
วันทำการ Testing Schedule	ทำการตรวจวิเคราะห์วันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นำส่งถึงห้องปฏิบัติการ ก่อนเวลา 14.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	3 วัน
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	หลักการ Dichlorophenolindophenol precipitation
ค่าอ้างอิง Reference	ผลลบ (Negative) : สารละลายใส ผลบวก (Positive) : สารละลายขุ่น
หน่วย Unit	ไม่มี
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ขอตรวจเพิ่มภายใน 2 ชม.
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	DCIP ให้ผลบวกควรส่งตรวจยืนยันด้วย Hb typing

