

## ESR (Erythrocyte sedimentation rate)

TMLT CODE 300006

LOINC\_NUM 30341-2

CGD\_CODE 30105

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	EDTA K3 Tube (หลอดสีม่วง) ปริมาตร 2-3 ml.
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน (24 ชั่วโมง)
ประกันเวลา Turn Around Time	60 นาที
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	หลักการ Micro photometrical capillary เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alifax รุ่น Roller 20PN
ค่าอ้างอิง Reference	เพศชาย : 0 – 15 mm/hr เพศหญิง : 0 – 20 mm/hr
หน่วย Unit	mm/hr
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ขอตรวจเพิ่มภายใน 2 ชม.
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	1. เพื่อช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา 2. ใช้เป็น Base line และติดตามการรักษา เพื่อดูการดำเนินของโรค 3. ใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับ inflammatory diseases และ tissue injury

