

Hb Typing (Hemoglobin typing)

TMLT CODE 300123

LOINC_NUM 43113-0

CGD_CODE 30313

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	EDTA K3 Tube (หลอดสีม่วง) ปริมาตร 2-3 ml.
วันทำการ Testing Schedule	วันพุธ. ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกันเวลา Turn Around Time	1 สัปดาห์
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	หลักการ Capillary Electrophoresis เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Sebia รุ่น Minicap flex piercing
ค่าอ้างอิง Reference	Hb Typing: A ₂ A Hb A ₂ ≤ 3.5 % แปลผลร่วมกับผล CBC และการคัดกรองธาลัสซีเมีย
หน่วย Unit	%
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ขอตรวจเพิ่มภายใน 2 ชม.
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	-

