



Hematocrit (Automated count)

TMLT CODE 300087

LOINC_NUM 4544-3

CGD_CODE 30104

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	EDTA K3 Tube (หลอดสีม่วง) ปริมาตร 2-3 ml.
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน (24 ชั่วโมง)
ประกันเวลา Turn Around Time	60 นาที
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	คำนวณจากค่า Hemoglobin และ RBC count ที่ได้ จากหลักการ - Electrical impedance ในการตรวจนับเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด - Colorimetric ในการวัดค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติยี่ห้อ Mindray รุ่น CAL-8000
ค่าอ้างอิง Reference	ชาย : 40 – 54 % หญิง : 37 – 47 % เด็ก : 34 – 49 % เด็กแรกคลอด : 38 – 68 %
หน่วย Unit	%
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ขอตรวจเพิ่มภายใน 2 ชม.
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	-

