



Hematocrit (centrifuged)

TMLT CODE 300011

LOINC_NUM 4545-0

CGD_CODE 30104

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	เจาะเลือดจากปลายนิ้ว เช็ดเลือดหยดแรกทิ้ง ปีบเลือดใส่ Capillary tube อุดปลายด้านหนึ่งด้วยดินน้ำมัน
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	เลือดปลายนิ้ว Capillary tube ประมาณ 3/4 ของ tube จำนวน 2 หลอด
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน (24 ชั่วโมง)
ประกันเวลา Turn Around Time	60 นาที
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	ทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Centrifuge
ค่าอ้างอิง Reference	ชาย : 40 – 54 % หญิง : 37 – 47 % เด็ก : 34 – 49 % เด็กแรกคลอด : 38 – 68 %
หน่วย Unit	รายงานเป็นหน่วย %
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ไม่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	1. วิธี Centrifuge ปั่นเลือดด้วยอัตราเร็วและเวลาคงที่ ค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงที่อัดแน่น คิดเป็นร้อยละต่อปริมาตรของเลือดที่อยู่ในหลอดทั้งหมด 2. ห้ามอุดปลายหลอดด้วยดินน้ำมันสีแดงหรือสีคล้ายกับสีเลือด เพราะจะทำให้อ่านผลยาก

