



## Hemoglobin (Hb)

TMLT CODE 300089

LOINC\_NUM 718-7

CGD\_CODE

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ไม่มี

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

EDTA K3 Tube (หลอดสีม่วง)

ปริมาตร 2-3 ml.

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

หลักการ Colorimetric วัดค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน  
เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติยี่ห้อ Mindray รุ่น CAL-8000

ค่าอ้างอิง

Reference

ชาย : 12 - 16 g/dL

หญิง : 11 - 15 g/dL

เด็ก : 12 - 16 g/dL

เด็กแรกคลอด : 17 - 20 g/dL

หน่วย

Unit

g/dL

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ขอตรวจเพิ่มภายใน 2 ชม.

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

-

