

Malaria (Plasmodium Sp. identified)

TMLT CODE 350428

LOINC_NUM 637-9

CGD_CODE 31214

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	EDTA K3 Tube (หลอดสีม่วง) ปริมาตร 2-3 ml.
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน (24 ชั่วโมง)
ประกันเวลา Turn Around Time	60 นาที
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	ฟิล์มหนาและบาง (Thick and Thin Blood Smear) Microscopic observation
คำอ้างอิง Reference	ไม่พบเชื้อรายงาน Not found พบเชื้อรายงาน found ตามด้วยรายงาน genus, species และจำนวนเชื้อ
หน่วย Unit	จำนวนเชื้อในฟิล์มบาง (Thin film) รายงานเป็นหน่วย %
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ขอตรวจเพิ่มภายใน 2 ชม.
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	-

