

Microfilaria (Filaria identified)

TMLT CODE 350454

LOINC_NUM 40745-2

CGD_CODE 31307

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี	
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	EDTA K3 Tube (หลอดสีม่วง) ปริมาตร 2-3 ml.	
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน (24 ชั่วโมง)	
ประกันเวลา Turn Around Time	60 นาที	
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Concentration (ปั่นเลือดใน Capillary tube ดูบริเวณ buffy coat) Microscopic observation	
ค่าอ้างอิง Reference	ผลลบ (Negative)	ไม่เจอพยาธิไมโครฟิลาเรีย
	ผลบวก (Positive)	เจอพยาธิไมโครฟิลาเรีย
หน่วย Unit	-	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ขอตรวจเพิ่มภายใน 2 ชม.	
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	-	

