



OF (Osmotic fragility)

TMLT CODE 300024

LOINC_NUM 34964-7

CGD_CODE 30125

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ไม่มี

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

EDTA K3 Tube (หลอดสีม่วง)

ปริมาตร 2-3 ml.

วันทำการ

Testing Schedule

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกันเวลา

Turn Around Time

3 วันทำการ

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

หลักการ Osmotic fragility

ค่าอ้างอิง

Reference

ผลลบ (Negative) : สารละลายใส

ผลบวก (Positive) : สารละลายขุ่น

หน่วย

Unit

ไม่มี

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ขอตรวจเพิ่มภายใน 2 ชม.

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

- เลือดที่ค้างคืน อาจจะมีเม็ดเลือดบางส่วน hemolysis ก่อนทำการทดสอบ ทำให้การแปลผลผิดพลาด
- OF ให้ผลบวกควรส่งตรวจยืนยันด้วย Hb typing

