



Reticulocyte count

TMLT CODE 300026

LOINC_NUM 14196-0

CGD_CODE 30103

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ไม่มี

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

EDTA K3 Tube (หลอดสีม่วง)

ปริมาตร 2-3 ml.

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

หลักการย้อมด้วย Fluorescent และใช้ SF cube

เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Mindray รุ่น CAL-8000

ค่าอ้างอิง

Reference

ผู้ใหญ่ : 0.5 – 2.0 %

เด็กแรกคลอด : 2.5 – 6.0 %

หน่วย

Unit

%

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

ขอตรวจเพิ่มภายใน 2 ชม.

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

-

