

Wright stain, Bone marrow (Differential panel - Bone marrow)

TMLT CODE 300053

LOINC_NUM 47286-0

CGD_CODE 30107

การเตรียมผู้ป่วย	แพทย์เจาะไขกระดูก เจ้าหน้าที่เตรียมสเมียร์ ประมาณ 4-5 สไลด์ รอให้แห้งและนำส่งมายังปฏิบัติการ
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Bone marrow Smear 4-5 slide
Specimen - Container	
วันทำการ	วันราชการ 8.30 – 16.30 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	120 นาที (ย้อม Wright's stain)
Turn Around Time	
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Wright's stain
Methodology-Principle	Differential
คำอ้างอิง	อ่านและรายงานผลโดยแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์
Reference	
หน่วย	ไม่มี
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม	ไม่มี
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	ต้องสเมียร์ทันทีไม่ให้เกิดการclot
Comment	

