



## ANA Profile

TMLT CODE	LOINC_NUM	CGD_CODE
การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี	
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL	
วันทำการ Testing Schedule	วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.	
ประกันเวลา Turn Around Time	7 วันทำการ	
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Immunoblot	
ค่าอ้างอิง Reference	แยกรายงานผลตามชนิดของ antibody - Negative - Positive 1+, Positive 2+ หรือ Positive 3+	
หน่วย Unit	-	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 7 วัน	
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - ตรวจหา Antibodies against nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP B, dsDNA, Nucleosomes, Histones และ ribosomal P-Protein	

