



## ANA (Antinuclear Ab)

TMLT CODE 360138

LOINC\_NUM 5048-4

CGD\_CODE 37003

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	2 สัปดาห์
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Indirect immunofluorescence (IIF)
ค่าอ้างอิง Reference	Negative
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 7 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด</li> <li>- การรายงานผล</li> <li>- Negative = titer &lt; 1:80</li> <li>- Positive with titer &amp; pattern (Homogenous (diffuse), Speckled, Nucleolar, Centromere)</li> </ul>

