

Anti HBc (Hepatitis B virus core Ab)

TMLT CODE 350150

LOINC_NUM 13952-7

CGD_CODE 36311

การเตรียมผู้ป่วย	ไม่มี
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง)
Specimen - Container	ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ	ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	2 ชั่วโมง
Turn Around Time	* นับจากเวลารับส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Chemiluminescence microparticle immunoassay
Methodology-Principle	เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง	Negative
Reference	
หน่วย	-
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม	ภายใน 7 วัน
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด
Comment	- ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นต่อต้านเปลือกของ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากการติดเชื้อ

