

Anti HCV (Hepatitis C virus Ab)

TMLT CODE 350571

LOINC_NUM 16128-1

CGD_CODE 36331

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฟาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	2 ชั่วโมง * นับจากเวลารับส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescence microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง Reference	Negative
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 7 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - เพื่อตรวจหาว่าเคยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนโดยที่ขณะนี้อาจมีหรือไม่มีไวรัสอยู่ในเลือดก็ได้

