



Anti HAV IgG (Hepatitis A virus IgG Ab)

TMLT CODE 350371

LOINC_NUM 40724-7

CGD_CODE 36301

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	7 วันทำการ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescent microparticle immunoassay เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Architect i1000SR
ค่าอ้างอิง Reference	Negative
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 7 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	<ul style="list-style-type: none"> - นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - Anti HAV IgG ผลการตรวจ Positive บ่งถึง - การติดเชื้อ Hepatitis A virus มานานแล้ว - ได้รับการฉีดวัคซีน

