



## Anti dsDNA (DNA double strand Ab)

TMLT CODE 360139

LOINC\_NUM 5131-8

CGD\_CODE 37004

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	2 สัปดาห์
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Indirect immunofluorescence (IIF)
ค่าอ้างอิง Reference	Negative
หน่วย Unit	-
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 7 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	การรายงานผล - ดูการเรืองแสง fluorescence ที่บริเวณ Kinetoplast ของ Crithidia luciliae ภายใน field บนแผ่นสไลด์ - ค่าอ้างอิง (Biological reference interval) ตัวอย่างอัตราส่วน 1:10 Titer < 1:10 = Negative Titer > 1:10 = Positive

