

Beta – human chorionic gonadotropin (β -HCG)

TMLT CODE 320400

LOINC_NUM 19080-1

CGD_CODE 37305

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	ไม่มี
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง) ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ Testing Schedule	วันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-15.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา Turn Around Time	2 ชั่วโมง * นับจากเวลารับส่งตรวจ
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	Chemiluminescent microparticle immunoassay โดยใช้ เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง Reference	< 5 mIU/ml
หน่วย Unit	mIU/ml
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test)	ภายใน 1 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	<ul style="list-style-type: none"> - นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - กรณีต้องการผลการตรวจเพื่อวินิจฉัยติดตามการรักษา นอกเวลาทำการ ติดต่อกับห้องปฏิบัติการ เบอร์ติดต่อภายใน 1135 ก่อนส่งตรวจ

