

CA-125 (Cancer Ag 125)

TMLT CODE 320399

LOINC_NUM 83082-8

CGD_CODE 37306

การเตรียมผู้ป่วย	ไม่มี
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Serum Clot Activator tube (ฝาสีแดง)
Specimen - Container	ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ	วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	4 วันทำการ
Turn Around Time	
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Chemiluminescence microparticle immunoassay
Methodology-Principle	เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง	0-35 U/mL
Reference	
หน่วย	U/mL
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม	ภายใน 7 วัน
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - CA 125 มักมีค่าขึ้นสูงในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ชนิด non-mucinous type รวมทั้งมะเร็งตับอ่อน, มะเร็งปอด, มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับ ฯลฯ
Comment	

