

CA-19-9 (Cancer Ag 19-9)

TMLT CODE 320242

LOINC_NUM 24108-3

CGD_CODE 37307

การเตรียมผู้ป่วย	ไม่มี
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Serum Clot Activator tube (ฟาสีแดง)
Specimen - Container	ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ	วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	4 วันทำการ
Turn Around Time	
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Chemiluminescence microparticle immunoassay
Methodology-Principle	เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Alinity-I
ค่าอ้างอิง	0-37 U/mL
Reference	
หน่วย	U/mL
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้	ภายใน 7 วัน
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด - ใช้ในการช่วยวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งของท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) - พบค่าสูงขึ้นได้ในโรคที่มีการอักเสบของตับ, ตับอ่อน, ท่อน้ำดีและถุงน้ำดี
Comment	

