

CD4 (CD4 Count)

TMLT CODE 340006

LOINC_NUM 24467-3

CGD_CODE 30509

การเตรียมผู้ป่วย	ไม่มี
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	K3EDTA Blood tube (ฝาสีม่วง)
Specimen - Container	ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ	รับสิ่งตัวอย่าง
Testing Schedule	วันจันทร์-วันพุธ เวลา 06.00-16.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 06.00-12.00 น. ตรวจวิเคราะห์ วันอังคาร.วันพฤหัสบดี(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
ประกันเวลา	2 วันทำการ
Turn Around Time	
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Direct immunofluorescence (3 สี CD3, CD4 และ CD45)
Methodology-Principle	เทคนิค Flow cytometry เครื่อง BD FACSLyric™ Flow Cytometer
ค่าอ้างอิง	-
Reference	
หน่วย	- % (CD4)
Unit	- cells/ μ L (absolute count CD4)
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม	-
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	- นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเลือด
Comment	- ใช้ติดตามการรักษาภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อ HIV

